

CANNE ANATOMIQUE NOIRE

LABORATOIRES
Euromedis

- + Ultra légère
- + Grande amplitude de réglage en hauteur
- + Bague anti bruit vissable/dévisable
- + Embout antidérapant
- + Facile à régler grâce au bouton poussoir
- + Poignée avec appui palmaire
- + Fournie avec dragonne de sécurité

Garantie
2 ans

REF 251100



EAN : 3389360014382

LPPR : 6256114

REF 251101

EAN : 3389360014399

LPPR : 6256114



BÉNÉFICE PATIENT

La canne de marche est une aide précieuse pour assurer l'équilibre et garantir des déplacements en toute sécurité.

Sa légèreté et sa poignée grip, garantissent confort et facilité de préhension.

Conseil +

Régler sa canne de marche. Lorsque vous marchez, tenez toujours la canne du côté où vous avez le plus de force. Si vous souffrez d'une jambe ou d'une hanche, vous devez tenir la canne du côté sain pour diminuer la pression de la jambe qui vous fait souffrir.

Avancez toujours la canne et la jambe opposée (la jambe malade ou faible) en même temps.

Poids maxi. utilisateur : 100 kg

Hauteur : 70 à 92,7 cm

Poids du produit : 300 g.



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- contact@euromedis.fr

Votre distributeur